

NEUROTRAC CONTINENCE


DESCRIPTION

- Neurostimulateur portable à affichage digital pour rééducation périnéale.
- 2 canaux
- Léger et d'utilisation extrêmement simple et efficace.
- Les 9 programmes, basés sur des protocoles reconnus, permettent le traitement des incontinences d'effort, des incontinences mixtes, de l'instabilité vésicale ou le renforcement du plancher pelvien, ainsi que la diminution des douleurs pelvi-périnéales.
- REMBOURSEMENT SS : LPPR 1189270.

FONCTIONNALITES

- 2 canaux.
- 9 programmes pré-enregistrés.
- 3 programmes libres
- 2 modes de sortie : synchrone ou alterné
- Courants : Conventionnel, BURST, modulé.
- Fonctions verrouillage et statistiques :
 - L'appareil peut être facilement verrouillé et déverrouillé afin de le bloquer sur un programme.
 - Il conserve en mémoire le temps d'utilisation et l'intensité moyenne utilisée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 119 x 69 x 28,7 mm.
- Alimentation par pile alcaline 9 V. (fournie).
- Poids : 125 g.
- Forme de l'onde: Asymétrique rectangulaire, biphasique à moyenne nulle.
- Réglage de la fréquence de 2 Hz à 100 Hz.
- Réglage de la durée d'impulsion de 50 μ s à 450 μ s.
- Réglage de l'amplitude de 0 à 90 mA.
- Voyant d'état de la pile.
- Détecteur d'électrode en circuit ouvert.
- Conforme à la directive  93/42
- Garantie: 2 ans hors câbles.

COMPOSITION DU COFFRET

Livré avec :

- Une trousse de transport.
- 2 câbles bipolaires.
- 4 électrodes autocollantes 50 x 50 mm
- 1 pile alcaline 9 V.
- 1 manuel d'utilisation avec guide de positionnement des électrodes.



PROGRAMMES

- P01 : Antalgique.
- P02 : Incontinence par impériosité.
- P03 : Incontinence urinaire d'effort 1
- P04 : Incontinence urinaire d'effort 2
- P05 : Incontinence par impériosité avec modulation.
- P06 : Incontinence urinaire d'effort 2 avec modulation
- P07: Manque de sensibilité [25 MIN]
- P08: Renforcement du plancher pelvien (60 min.).
- P09: Endurance.
- PC1, PC2, PC3 : Programmes libres.